



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SERVIÇO DE PROTOCOLO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO - RS

REQUERIMENTO

Assunto.....: PROTOCOLO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO
Subassunto.....: SOLICITAÇÃO
No.Processo...: 2021/06/033338
Data Protoc....: 02/06/2021
Hora.....: 15:36
Requerente.: ELIAS CLIMUS
CPF/CNPJ.....: 216.869.980-15
Numero.....:
Complem.....:
Bairro.....: Bairro Padrão
CEP.....:
Cidade.....:
Logradouro.....: Tipo Padrão Logradouro Padrão
e-mail.....: dentariapoa@yahoo.com
Senha para Consulta na Internet: 89UJ6E1
Endereço para consulta: <http://triunfo-portais.govcloud.com.br/tpnet>
Telefone para contato Protocolo Geral: 51 3654-6317

RECURSO DO PREGAO PRESENCIAL 33 2021 REFERENTE ITENS 27 AO 31

Fone:..... 5132272744

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Triunfo, 02 de junho de 2021

Assinatura do Requerente



DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
**PORTO
ALEGRENSE**
LTDA.

EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

GENERAL VITORINO, 298 - PABX (51) 3227.2744
CEP 90.020-170 - PORTO ALEGRE - RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/0895841 - INSCRIÇÃO NO CNPJ 91.083.212/0001-35
e-mail: dentariapoa@yahoo.com

A

Prefeitura Municipal de Triunfo
Secretaria Municipal de Saúde

Ref.: Pregão Presencial 33/21

Registro de Preços

Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense, CNPJ 91.083.212/0001-35, na condição de participante do certame licitatório acima, na pessoa de seu representante Elias Climus, portador da C.I. 1024978718, vem solicitar à esta comissão de licitação, conforme já manifestado na Ata de abertura, a desclassificação dos itens do número 27 ao 31 (Resina Fotopolimerizável Z100, nas cores A3; A3,5; A1; A2; A4), visto a proposta que apresentou o menor valor, não corresponder a exigência do Edital.

Segue em anexo, bulas (2) dos produtos ofertados, comprovando a ausência das características determinadas. (Zircofil – tamanho médio das partículas, percentual médio de carga), para comparação.

Diante destas diferenças, solicitamos a desclassificação da marca em questão, consequentemente aprovando nossa proposta, que cumpre integralmente com as determinações do Edital.

Aguardando pronunciamento.

Porto Alegre, 02 de junho de 2021.

91.083.212/0001-35

DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.

Rua Gal. Vitorino, 298
Centro - CEP 90020-170
PORTO ALEGRE - RS

DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
PORTO ALEGRENSE LTDA.

Elio Klimus
CPF: 088.078.330-34
RG: 1004948511

ou

Elias Climus
CPF: 216.869.980-15
RG: 1024978718

15,5 cm



zirconfill

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Please review safety information, hazards and precautions. Consultar la información de seguridad, peligros y precauciones.
	Manter seco. Keep dry. Mantener seco.
	Manter ao abrigo do sol Keep away from sunlight Mantener al abrigo del sol
	Read usage instructions Lea las instrucciones de uso Lire le mode d'emploi
	Recyclable paper Paper recyclable Papier recyclable
	Limite de temperatura Limit of temperature Température limite

PRODUTOS
Produced and Manufactured by:
Indústria de Produtos
Dentários S.A.
CNPJ 14.060.000-90
R. Pádua, 773 - Parque Industrial
Bela Vista - 81670-000 Maringá - PR
Fone: (41) 3333-4000 / Responsável Técnico /
Responsable Technicien:
Dra. Soraia de Oliveira - CRF/PR: 15.807
CNPJ 08.000.000-01 / Responsável Técnico /
Responsable Technicien:
Dra. Soraia de Oliveira / Rev. Data / Fecha de rev.:
05/12/2016 JPL/BB

PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO: Zirconfill é uma resina composta nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca. A resina Zirconfill foi desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. Tem alto teor de cargas inorgânicas (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônio/silica. A distribuição do tamanho das partículas permite um preenchimento adequado da resina contribuindo para sua elevada resistência mecânica e resistência ao desgaste, e para a facilidade de polimento; gerando uma restauração com superfície lisa e de alto brilho. Apresenta alta trabalhabilidade e consistência ideal. Polimeriza na cavidade dental, ou em modelos, com a utilização direta de luz halógena ou LED.

DAQOS TÉCNICOS:
Tamanho médio das partículas: 15,5 micrômetros
Tamanho médio das nanopartículas: 22 nanômetros
Percentual médio de carga em peso: 80%
INDICAÇÕES: A resina Zirconfill foi desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. É indicada para uso em: Restaurações diretas do esmalte e dentina, de todas as classes (I, II, III, IV e V); Correções estéticas; Focos diretos em resina composta; Colagem de fragmentos de dentes; Restaurações indiretas (inlays e onlays); Confeção de núcleos de preenchimento; Estabilização de dentes anteriores.
APRESENTAÇÃO: Seringa contendo 4g do produto; nas cores descritas abaixo:
Opacos: OA0 | OA3
Dentinas: DA1 | DA2 dentina universal | DA3 | DA3,5 | DA4 | DB1
DB2 | DB3 | DC3 | DC3 | D-Black
Esmaltes: EA1 | EA3 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2
EC3 | E-Black | E-Black M | E-Black L
Translúcidas: T-Neutral | T-Blue | T-Yellow | T-Orange | T-Gray
COMPOSIÇÃO: Mistura de Monômeros (Bis-GMA, Bis-SMA, TEGDMA e UDMA), Fotoiniciador, Dióxido de Silício, Óxido de Zinco, Óxido de Titânio e Pigmentos.
INSTRUÇÕES DE USO: 1. Efectuar profilaxia das superfícies dentais. Evitar, para este procedimento, o emprego de substâncias contendo resina classe II ou fluoratos. 2. Selecionar o cor correspondente do material restaurador. Para a seleção do cor, os dentes devem estar limpos e hidratados, sem isolamento. 3. Promover o isolamento de campo operatorio. O isolamento deve garantir um campo operatorio livre de umidade, limpo e visual durante todo o tratamento. Preferencialmente, utilizar isolamento absoluto. 4. Preparar a cavidade de acordo com as recomendações para a execução de restaurações adesivas diretas. 5. Efectuar a proteção pulpar, quando necessário, com material forrador à base de hidroxi de cálcio e/ou laminado de vidro, de acordo com o avaliação clínica do profissional, e seguindo as instruções de uso destes materiais. 6. Para restaurar ortodonticamente os dentes e minimizar os riscos e serem removidos, devem-se utilizar matrizes universais ou pré-formadas de políster. O uso de curtos facilitará a adaptação da matriz e a obtenção de contatos proximais adequados. 7. Fazer o condicionamento ácido, seguindo as instruções de uso do produto utilizado. 8. Aplicar o sistema adesivo de acordo com as recomendações do fabricante. 9. Restaurar a cavidade, utilizando um instrumento adequado para aplicar os incrementos da resina Zirconfill, adaptando-os cuidadosamente às paredes cavitárias. 10. Responderemos o índice de inserção e polimerização por incremento. Esta técnica permite uma polimerização mais uniforme. Utilize as espessuras máximas de incremento e os tempos de polimerização descritos no tabela abaixo:

CORES	Espessura máxima de incremento	Tempo de polimerização
Dentinas / Opacos	1,5 mm	20 s
Esmaltes / Translúcidas	2,0 mm	20 s

11. Fotopolimerizar cada incremento conforme descrito na tabela acima. Note-se que os valores apresentados são ideais quando se utiliza aparelhos fotopolimerizadores que emitem luz visível com comprimento de onda de 400 a 600nm. Estes valores podem ser ajustados de acordo com o equipamento utilizado pelo profissional. 12. Se matrizes forem utilizadas para a confecção da restauração, ao final da inserção e após a remoção da matriz, o último camada de resina deve ser submetida à polimerização adicional. 13. Verificar o acerto com papel de articulação. Ajustar cuidadosamente o esboço. 14. Dar acabamento e contorno à superfície da restauração. O acabamento, contorno e ajuste adequados devem ser feitos com instrumentos de escolha do profissional, tais como pontas diamantadas de granulação fina para acabamento, lâminas de hábitat, pontas de silicone, etc. O contorno da superfície proximal deve ser feito com lixa de acabamento e polimento. 15. Dar polimento à restauração com discos de lã, discos de feltro e pastas para polimento, a critério do profissional.

PRECAUÇÕES: O produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. O uso de forma distinta das instruções de uso é de única e exclusiva responsabilidade do profissional que o utiliza. O produto é de uso Odontológico Profissional. Estas resinas são sensíveis à luz. Portanto, luzes ambientes demasiadamente intensas podem provocar uma polimerização prematura. Evite luz intensa no campo de trabalho. Após retirar da seringa, utilize a resina rapidamente. É repartir o tempo praticado na seringa imediatamente, desde o uso, o produto deverá ser devidamente fechado. O contato com a saliva e com sangue durante a aplicação da resina, pode prejudicar a restauração. Recomendando-se o uso de isolamento absoluto ou relativo de algodão, atenção ao sugador de saliva, para adequar isolamento. Evite o uso de materiais forreadores ou provisórios à base de eugenol, pois estes interferem na polimerização da resina. Use máscara, luvas e óculos para proteção adequada. Recomenda-se que os dentistas também utilizem óculos de proteção. Não permitir o contato do produto com tecidos orais ou com o pele. Não use o produto com validade vencida. Soluções bucais cáusticas podem causar descoloração, assim como revendedores de placas e clareadores. Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do produto. Manter fora do alcance de crianças. Produto de uso único. Evitar reutilização.
RESTRICÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CONTRAINDICAÇÕES: Não há contra-indicação, quando as resinas Zirconfill são usadas por um profissional de odontologia, de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia aos componentes do fármaco, recomenda-se não fazer o uso. Em casos de reação alérgica ao produto, suspender o uso e procurar assistência médica.

VALIDADE: A data de validade que consta dos embalagens representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após o data de validade.
ARMAZENAMENTO: O produto deve permanecer em sua embalagem original, que deve ser fechada após o uso. Proteger da incidência da luz direta. Armazenar em temperaturas de 5 a 30°C, em local seco. Caso o produto seja armazenado sob refrigeração, o mesmo deve ser retirado do refrigerador antes do uso, para retornar à temperatura ambiente. Sob condições adequadas de armazenamento, Zirconfill tem uma validade de 36 meses.

Z100

Nome: 3M Z100 Restaurador Universal para Dentes Anteriores e Posteriores

Indicação:

Resina microhíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V); fechamento de diastemas; espiantagem de dentes com mobilidade.

Composição:

Matriz orgânica: Bis-GMA e TEGDMA.


Parte inorgânica: Zircônia/Silica com 84,5% em peso e 66% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrometros.

Apresentação comercial:

Reposições: Seringas com 4g nas cores A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C4, P, I, UD

Descritivo técnico:

Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores. Matriz inorgânica de Zircônia/Silica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Seringa com 4g.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - RS
SERVIÇO DE PROTOCOLO

Folha de encaminhamento

Documento: 2021/6/33338

CPF/CNPJ.: 216.869.980-15

Requerente: ELIAS CLIMUS

Assunto: PROTOCOLO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO

Subassunto: SOLICITAÇÃO

Do	Para	Data	Despacho
Departamento de Protocolo	Secretaria de Compras	07/06/21	Para análise e providências.

Triunfo, 07 de junho de 2021.



IGOR BOTELHO DE ALMEIDA